

医1 エックス線フィルム
動物用医療機器 エックス線フィルム(分類番号 36900)
一般医療機器(動物用)

富士動物用 X 線フィルム

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

支持体に銀塩感光材料を塗布したものの。

【動作原理】

フィルム乳剤中のハロゲン化銀に電磁波または光が照射されると、不可視な像が形成され、この像を現像することで、診断可能な可視画像となる。

【使用目的又は効果】

動物用医用画像用に設計されている X 線フィルムをいう。
主に増感紙や他の可視光線から発せられた光の波長に対して感受性が高いフィルムをいう。

【使用方法等】

本フィルムを X 線フィルムカセット等に装填し、
X 線撮影を行った後現像処理を行う。

【使用上の注意】

- 適切な安全光の下で開封すること。
- 開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため内 袋に入れたまま保管すること。
- 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力や衝撃を加えたりしないこと。
フィルムにクニックマークが発生したり、フィルム表面の膜がひび割れる場合があります。
- フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
フィルムが接着して膜剥がれが生じ、画像が失われる場合があります。
- 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
フィルムにスタチックマークが発生したり、搬送装置内でフィルム詰りが発生する場合があります。
- 濡れた手による取扱いは避けること。
フィルム接着の原因となったり、フィルム表面の膜が破壊 される場合があります。
- 二重露光は避けること。
診断に適さない異常な画像が生じる可能性があります。
- 使用目的以外には使わないこと。
- 長時間高温下での取扱いは避けること。
特にスポットライトや OHP を使用する場合には注意すること。
濃度に変化したり変色が発生する場合があります。

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管すること。推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【有効期間】

それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:富士フィルム株式会社

電話番号:0120-771669

販売業者:富士フィルムメディカル株式会社

電話番号:0570-02-7007(ナビダイヤル)